



Autocuidado de la piel

Este documento es emitido por Eufar
está limitada su reproducción
y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Cepillo Quirúrgico

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-043 • Rev. 0
Vigente desde: Ene.14/21

Para lavado de manos y uñas

Descripción

Cepillo quirúrgico estéril ideal para utilizar en el lavado de manos y uñas en entornos quirúrgicos como hospitales y clínicas dentales.

Instrucciones de uso

- Utilice estrictos métodos asépticos previos al uso del producto.
- No usar si el blíster se encuentra abierto.
- Lave sus manos con jabón quirúrgico Boncida.
- Use preferiblemente una sola vez y descarte.

Composición

- Cepillo con espuma en poliuretano
- cerdas en polietileno
- Cuerpo del cepillo en policarbonato
- Libre de látex, ftalatos, pirógenos, no contiene ningún material de origen animal o biológico
- Esterilizado con Óxido de Etileno

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en temperatura entre 5 y 40 °C, proteja de la humedad y de la luz solar

Registro sanitario Invima

No requiere

Presentaciones

- Empacado en Blíster x 1 unidad.



Distribuido por Laboratorios EUFAR S.A.
© 3174019336 info@eufar.com
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia

 eufar.com



Consulte aquí video
de capacitación

 eufar.com