

## FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-062 • Rev. 2

Vigente desde: Ene-17-24

# PAÑOS PROFESIONALES

PARA DESINFECCIÓN

## EUFAR®



eufar

Soluciones Bioseguras a un click

Envase dispensador de paños para humedecer y desinfectar superficies y equipos.

### Descripción y uso

Envase dispensador reutilizable.

Los paños se humedecen con el **desinfectante EUFAR** de su elección.

1. Use guantes, gafas y delantal. (EPP)
2. Al envase dispensador de **paños profesionales EUFAR**, adicione 750 mL del desinfectante elegido, de forma quede el rollo de paños bien húmedo. Tome la punta y pase por el orificio de dispensación. Tape correctamente el envase.
3. Del **desinfectante EUFAR** elegido anote: el nombre, el lote y la fecha de vencimiento.
4. Del envase dispense el paño húmedo, y páselo sobre el elemento o superficie a desinfectar por contacto.
5. Deje aplicado el **desinfectante EUFAR** elegido, no enjuague.
6. Descarte el paño de aplicación como residuo peligroso, después del uso.

### Presentación

- Envase incluye un rollo x 160 paños de 15 cm x 17 cm.
- Para repuestos de este rollo de paños, adquiera en [www.eufar.com](http://www.eufar.com)

### Material de los paños:

- Celulosa y polipropileno.
- 60% Biodegradable.

### Riesgo

- No usar en piel, use solamente para desinfectar superficies inertes.

### INDICACIONES

- No adicione agua. Utilice un solo producto. Limpie y remueva antes la suciedad presente y desinfecte en una sola dirección, sin repasar. Tenga presente que el resultado de la desinfección depende del apropiado contacto con toda la superficie. Si se presenta un suceso que interrumpa estas condiciones de desinfección, se debe repetir de nuevo este proceso.

### Condiciones de almacenamiento

- Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30°C, y envase original.

### Certificación Invima No. 2022018512

Este documento es emitido por Eufar S.A.; cualquier reproducción se considera una COPIA NO CONTROLADA



Laboratorios EUFAR S.A.  
(+57) 317 401 9336  
Línea de servicio al cliente  
(+57) 601 625 4455  
Bogotá, Colombia

[eufar.com](http://www.eufar.com)