

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-039 · Rev. 2
Vigente desde Agosto 14/23

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

KIT DE BIOSEGURIDAD



Productos para limpieza y desinfección

Descripción y uso

Utilice elementos de protección personal (EPP).

EUCIDA ADVANCED: Solución lista para el uso, indicada como detergente y desinfectante de dispositivos médicos y superficies intermedias.

BONZYME: Detergente multienzimático y/o polienzimático concentrado líquido, indicado en el prelavado, en instrumental que no será lavado inmediatamente y lavado de toda clase de instrumental quirúrgico, en los campos médico, clínico, bacteriológico, odontológico y afines.

GLUTFAR Plus HLD: Desinfectante de alto nivel, ha sido formulado en solución acuosa, contiene 2% de glutaraldehído y un agente inhibidor de la corrosión.

Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Biodegradabilidad y disposición final

• **EUCIDA ADVANCED** y **GLUTFAR Plus HLD** son biodegradables; comprobado mediante prueba OECD (301A).

• **BONZYME** es biodegradable, comprobado mediante prueba OECD (301D). Libre de fosfatos.

Contenido

- **EUCIDA ADVANCED** 500 mL.
- **BONZYME** 500 mL.
- **GLUTFAR Plus HLD** 500 mL.
- Recipiente con tapa para limpieza y desinfección de instrumental.
- Si se agota alguno de estos elementos solicítelos a través de www.eufar.com

Registros Sanitarios

- **EUCIDA ADVANCED**
INVIMA 2022DM-0009455-R1
- **BONZYME**
Certificación INVIMA No. 2022032620
- **GLUTFAR Plus HLD**
INVIMA 2022DM-0008954-R1

