

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-033 • Rev. 17
Vigente desde: Abr-26-22
Página 1 de 1



Endodancia

EDTA EUFAR
17% Solución

eufar
LíneaDental

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Solución quelante, usada durante la instrumentación de conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario o smear layer. Aumenta el diámetro de la entrada de los túbulos dentinales, dejando las paredes más limpias y facilitando la acción de medicamentos intraconducto.

Se aplica con jeringa.

- **Aspecto físico**

Solución transparente, inodora, libre de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

EDTA 17%.

- **Presentación**

Frasco x 120 mL.

- **Vida útil**

3 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

- **Observaciones**

Producto de uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2012DM-0008632-R1
Reg. (ECU.) DM-1330-03-07
Reg. (BOL.) DI-46777/2017
Reg. (MEX.) 0903C2014 SSA
Reg. (CRI.) EMB-CO-18-02643
Reg. (HON.) HN-DM-1220-0054
Reg. (NIC.) II04-270921-8981

Este documento es emitido por Eufar S.A; Cualquier reproducción se considerará COPIA NO CONTROLADA