



Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Polvo ideal para realizar procedimientos de profilaxis y desmanchado dental, en cualquier equipo de profilaxis. Puede utilizarse en equipos o de forma manual, como sustituto de la piedra pómez.

- **Aspecto físico**

Polvo fino blanco, seco, libre de olor y de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

Bicarbonato de Sodio.

- **Presentación**

Frasco x 120 g.

- **Vida útil**

4 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Evite la humedad.

- **Observaciones**

No exceda el límite de llenado del reservorio del equipo de profilaxis, evite la saturación.

Tenga en cuenta realizar adecuado mantenimiento de los equipos que utilizan el sistema Prophy Jet.

Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2016DM-001587-R2
Reg. (BOL) DI-51481/2019
Reg. (CRI) EMB-CO-18-02332
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07
Reg. (MEX.) 0981C2011 SSA

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.