



Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

• **Descripción y uso**

Es un gel quelante, lubricante, descalcificante de conductos. El EDTA 10% se usa durante la preparación biomecánica, cuando ocurren problemas de alteración del espacio en el conducto radicular: calcificaciones difusas pulpares o dentículos que ofrece una mayor resistencia a la instrumentación.

• **Aspecto físico**

Gel transparente inodoro, libre de partículas extrañas.

• **Ingrediente activo**

EDTA Disódico 10%

• **Presentación**

Jeringa x 3 mL.

• **Vida útil**

3 años.

• **Riesgo**

Ila.

• **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

• **Observación**

Uso profesional odontológico (endodoncia).

**Registros Sanitarios**

Reg. (COL.) INVIMA 2012DM-0008632-R1  
Reg. (ECU.) DM-1330-03-07  
Reg. (BOL.) DI-46777/2017  
Reg. (HON.) HN-DM-1220-0054  
Reg. (NIC.) II04-270921-8981

Este documento es emitido por Eufar S.A; Cualquier reproducción se considerará COPIA NO CONTROLADA