

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-013 • Rev. 17
Vigente Desde: Oct-23-21
Página 1 de 1



Cementos Dentales

EUGENOL

eufar
LíneaDental

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Es una solución anestésica, analgésica y antiséptica, indicada para preparar cementos de obturación temporal, como eugenolato con Óxido de Zinc y cemento de endodoncia con Grossfar para relleno en obturación intraconducto. Es biocompatible con tejidos bucales.

- **Aspecto físico**

Líquido ligeramente viscoso, color amarillo claro, olor característico, libre de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

Eugenol.

- **Presentación**

Frasco gotero de vidrio ámbar x 15 mL.

- **Vida útil**

4 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

- **Observación**

Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021DM-0006270-R1
Reg. (BOL.) DI-46777/2017
Reg. (PER.) DM12251E
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.

 **eufar.com**

Fabricado por Laboratorios EUFAR S.A.
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia