

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-014 • Rev. 19

Vigente Desde: 02-10-24

Página 1 de 1



Cementos Dentales

Óxido de Zinc EUFAR



Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

• Descripción y uso

Polvo utilizado para la preparación del eugenolato cuando se combina con el Eugenol.

• Aspecto físico

Polvo muy fino, impalpable, de color blanco o ligeramente amarillo, inodoro. Libre de gránulos y de partículas extrañas.

• Ingrediente activo

Óxido de zinc.

• Presentación

Frasco x 175 g.

• Vida útil

4 años.

• Riesgo

Ila.

• Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

• Observación

Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021 DM-0006270-R1

Reg. (BOL.) DI-46777/2022

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.