

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-020 • Rev. 17
Vigente desde: Jul. 19/19
Página 1 de 1



Cementos Dentales

GROSSFAR

eufar
LíneaDental

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

• Descripción y uso

Cemento para obturación definitiva de conductos radiculares. Ofrece el mejor sellado apical en una operación endodóntica definitiva, como complemento de los conos de gutapercha en la condensación lateral o vertical.

Radiopaco a los rayos X.

Para su preparación mezcle 10 partes de Grossfar por una de Eugenol Eufar.

• Aspecto físico

Polvo fino, untuoso, ligeramente amarillo, libre de partículas extrañas.

• Ingredientes

Oxido de zinc, colofonia, sulfato de bario y borato de sodio.

• Presentación

Frasco x 10 g.

• Vida útil

3 años.

• Riesgo

Ila.

• Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

• Observación

Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021DM-0006383-R1
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07
Reg. (PER.) DM12251E
Reg. (BOL.) DI-46777/2017
Reg. (CUB.) I 0838005

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.

 **eufar.com**

Fabricado por Laboratorios EUFAR S.A.
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia