

FICHA TÉCNICA
FT-PT-ASG-021 • Rev. 17
Vigente desde: Jul-19-23
Página 1 de 1



Hemofar



Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

• **Descripción y uso**

Astringente y hemostático.
Recomendado en el manejo del sangrado leve en tejidos gingivales y membranas mucosas.
Produce hemostasis al interior de los capilares, lo cual permite obtener un control adecuado del sangrado en los tejidos.
Aplicar tópicamente con un algodón sobre la superficie afectada.

• **Aspecto físico**

Líquido amarillo a Ámbar, libre de partículas extrañas.

• **Ingrediente activo**

Sulfato Férrico 15.5%

• **Presentación**

Gotero x 7 mL.

• **Vida útil**

3 años.

• **Riesgo**

II a.

• **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

• **Observación**

Uso profesional odontológico.

• **Precauciones**

Una vez se efectúe la hemostasis, es importante eliminar el producto enjuagando suavemente, con el fin de evitar pigmentación e interferencia en los procesos de cicatrización y de acondicionamiento de tejidos.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021DM-0007415-R1
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07
Reg. (BOL.) DI-85871/2023
Reg. (NIC.) II04-080921-8973

Este documento es emitido por Eufar S.A., cualquier reproducción se considera una COPIA NO CONTROLADA