



Hidróxido de Calcio Polvo Eufar



Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Es un producto que al ser mezclado con agua destilada o solución salina e introducido en el fondo del conducto es formador de dentina secundaria, útil en tratamiento de conductos radiculares.

Al ser aplicado en el interior del conducto radicular, entra en contacto con el muñón pulpar, preservando así su vitalidad y acelerando la formación cementaria apical.

- **Aspecto físico**

Polvo blanco fino, inodoro, libre de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

Hidróxido de calcio.

- **Presentación**

Frasco x 10 g.

- **Vida útil**

4 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

- **Observación**

Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2021 DM-0024504
Reg. (ECU.) DM-1330-03-07
Reg. (BOL.) DI-51481/2019
Reg. (HON.) HN-DM-1220-0049

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO
Fuente: Método Interno Eufar.