

Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia para el sector salud.

- **Descripción y uso**

Solución astringente, hemostática para impregnar el hilo retractor cuando es introducido en el surco gingival, induciendo una vasoconstricción de los capilares de la encía, teniendo como consecuencia la separación de la misma durante aproximadamente 10 minutos.

Se emplea para el manejo adecuado de los tejidos gingivales antes de la toma de impresiones definitivas.

- **Aspecto físico**

Líquido incoloro o ligeramente amarillo pálido, ligeramente viscoso, de olor característico y libre de partículas extrañas.

- **Ingrediente activo**

Cloruro de Aluminio 25%

- **Presentación**

Gotero x 7 mL.

- **Vida útil**

3 años.

- **Riesgo**

Ila.

- **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

- **Observaciones**

No contiene Epinefrina!  
Uso profesional odontológico.

**Registros Sanitarios**

Reg. (COL.) INVIMA 2021DM-0008045-R1  
Reg. (ECU.) DM-1331-03-07

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO  
Fuente: Método Interno Eufar.