

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Productos especializados para el **Sector Salud**

Pasos a seguir	1	2	3	4	5	6	7
Higiene de manos	Limpieza y desinfección de superficies extensas (áreas)	Limpieza y desinfección de equipos	Pre-lavado y lavado instrumental	Limpieza y mantenimiento de instrumental y material de laboratorio	Desinfección de alto nivel	Renovador de cámara de autoclave y superficies de acero inoxidable	
Uso	Rutinario	Rutinario / Terminal	Rutinario / Terminal	Rutinario	Rutinario	Rutinario	Rutinario
Para	Lavado y sanitización de manos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pisos ✓ Paredes ✓ Techos 	Equipos biomédicos, mobiliario y superficies de alto contacto con las manos	Pre-lavado e inactivación de material contaminado	Desincrustante, renovador y detergente neutralizante	Material termosensible e instrumental	Cuidado y mantenimiento preventivo y correctivo
Productos indicados para el proceso	 <p>Bonfar chis Jabón Antimicrobiano con Clorhexidina 0,3%</p>	 <p>Benziral Detergente y desinfectante concentrado</p>	 <p>Eucida Advanced</p>	 <p>Bonzyme Spray Evita el secado y la adherencia de bio-carga durante el transporte</p>	 <p>Perifar Qx Triple acción</p>	 <p>Eufar cide Peróxido de Hidrógeno 7.5% estabilizado</p>	 <p>Perifar Listo para usar</p>
	 <p>Farben 65 Gel Antibacterial con alcohol 65%</p>	 <p>KIT PARA DERRAMES BIOLÓGICOS</p>	 <p>Eucida freeAlcohol Equipos sensibles al alcohol</p>	 <p>Bonzyme Detergente multienzimático</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desincrustante, removedor de óxido y renovador de instrumental. ✓ Agente pasivador, incrementando la vida útil del instrumental. ✓ Detergente neutralizante de residuos alcalinos. 	 <p>Glutar plus HLD ACTÚA EN 5 MINUTOS</p>	 <p>Perifar Autoclaves</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpia, brilla y restaura el estado original ✓ Desodoriza las bandejas y la cámara de autoclaves
1-2 mL. Disponible soporte dispensador de pared	Para Superficies (áreas): Diluya 7,5 mL a 2 Litros de agua Para Derrames biológicos: Diluya 7,5 mL a 250 mL	Paños húmedos empaque x 160 unidades	Para Bonzyme Diluya 7,5 mL a 1 Litro de agua	Uso manual o automático Diluya 50 mL a 500 mL	Uso directo. Disponibles tirillas para validar el reuso	Listo para usar	

Consulte fichas técnicas, hojas de seguridad, registros sanitarios y protocolos de uso del producto en eufar.com

LÍNEA DENTAL

Producto	Descripción
ÁCIDO FLUORHÍDRICO	Grabador de porcelana 9,6%. GEL/2g.
ALVOFAR	Pasta Alveolítica 10 g.
CALCIFAR-P JERINGA	Hidróxido de calcio en pasta 2 g.
DESMINFAR	Desmineralizante Dental 5mL, 10mL.
DENTOFAR	Desensibilizante Dental 5 mL.
DETARFAR	Pasta para Profilaxis, colapsible 50 g, Frasco 345 g (13 oz)
DETARFAR PROPHY	Bicarbonato de sodio polvo fino para profilaxis 120 g.
DETARFAR PROPHY MENTA	Bicarbonato de sodio polvo fino sabor a menta para profilaxis 364 g (13 oz).
DITONOS	Revelador de placa bacteriana 10 mL.
EDTA EUFAR 10%	Lubricante y quelante de conductos, Jeringa 3 mL.
EDTA EUFAR 17%	Irrigante de conductos 120 mL.
EUGENOL EUFAR	Líquido y analgésico tópico dental 15 mL.
FLUOFAR CHICLE	Gel de fluoruro de sodio 240 mL, 500 mL.
FLUOFAR NEUTRO	Desensibilizante en gel 50 mL, 200 mL.
GROSSFAR	Cemento de Grossman 10g.
HEMOFAR	Sulfato férrico 15.5% 7 mL.
HIDRÓXIDO DE CALCIO POLVO	Hidróxido de Calcio Polvo Frasco 10 g.
KELFAR	Quelante Ensanchador Jeringa 5 g.
MOMIFAR	Momificante Pulpar 7mL.
ÓXIDO DE ZINC	Cemento temporal 175 g.
RETRACFAR	Cloruro de aluminio 25% 7mL.
PUNTAS DISPENSADORAS USO DENTAL	Aplicadores para uso en jeringas. Empaque por 100 unds.

NUEVO

Compra fácil en:



LÍNEA BIOSEGURIDAD

Producto	Descripción
BONFAR CHG	Jabón Antimicrobiano para piel , de uso profesional, con Clorhexidina 0,3%. Presentaciones: 500 mL Galón 3.8 L
FARBEN 65	Gel Antibacterial con alcohol 65% para manos. Presentación: 500 mL
BENZIRAL	Detergente y Desinfectante concentrado para superficies extensas e inactivación de derrames . Presentaciones: 60 mL 1 Litro 5 Litros
KIT DE DERRAMES BIOLÓGICOS	Kit para inactivar derrames biológicos .
EUCIDA ADVANCED	Detergente y Desinfectante de superficies y equipos . Presentaciones: 240 mL 500 mL 750 mL 750 mL con tapa Galón 3.8 L
EUCIDA CLASSIC	Desinfectante Alcohol 80% para dispositivos médicos y equipos. Presentación: 240 mL
PAÑOS PROFESIONALES PARA DESINFECCIÓN + EUCIDA ADVANCED	Detergente y Desinfectante de superficies y equipos. Presentación: Paños x 160 unds + Eucida Advanced 750 mL con tapa
EUCIDA FREE ALCOHOL	Detergente – Desinfectante para equipos médicos sensibles al alcohol . Presentación: 750 mL
EUCIDA FREE ALCOHOL WIPES	Detergente – Desinfectante para equipos médicos sensibles al alcohol . Presentación: Paños húmedos x 160 unds
BONZYME SPRAY	Detergente Multienzimático . Listo para usar. Para transporte de instrumental. Presentación: 750 mL en espuma.
BONZYME	Detergente Multienzimático Líquido concentrado. Presentaciones: 90 mL 1 Litro 500 mL Galón 3.8 L 5 Litros
PERIFAR QX	Detergente, desincrustante y restaurador, para instrumental quirúrgico en acero , material de vidrio o plástico de laboratorio. Concentrado Biodegradable. 1 Litro
EUFARCIDE	Desinfectante de alto nivel con Peróxido de hidrógeno 7,5% (Acción por inmersión y contacto). Presentaciones: 1 Litro Galón 3.8 L
TIRAS MEDIDORAS (EUFARCIDE)	Tiras medidoras para validar concentración de PERÓXIDO DE HIDRÓGENO . Presentación: Tiras por 50 unds
GLUTFAR	Desinfectante de alto nivel Glutaraldehído 2% sin activador. Presentaciones: 1 Litro 4 Litros

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

GLUTFAR PLUS HLD	Desinfectante de alto nivel con Glutaraldehído 2% con activador . Presentaciones: 500 mL 1 Litro Galón 3.8L 5 Litros
TIRAS MEDIDORAS (GLUTFAR)	Tiras medidoras para validar concentración de Glutaraldehído . Presentación: Tiras por 100 unds
PERIFAR AUTOCLAVE	Limpiador, restaurador del estado original de la cámara del autoclave y superficies. Listo para usar- biodegradable. Presentación: Spray 750 mL
KIT DE HABILITACIÓN	Kit para cumplir con la Resolución 3100 .
SANISORB ACTIVE	Solidificador de líquidos 35 g
SOPORTE DISPENSADOR	Soporte en acero Inoxidable para BONFAR CHG y FARBEN 65 para frasco 500 mL.
ASEPTIDINA	Jabón Quirúrgico (Clorhexidina 4%) Presentaciones: 60 mL Litro

NUEVO
NUEVO



Productos Comprobados Científicamente



Logística de Última Milla



Productos Amigables con el Ambiente



icontec
Certificación ISO 13485



Contacta un asesor
+57 304 462 8755
ventas@eufar.com

Usuario: _____

Constraseña: _____