

FICHA TECNICA

CUBETA DE INMERSION BIOVIS

Este producto proporciona más seguridad, minimiza o manejo de material contaminado, disminuido también o riesgo de accidente con materiales perforo-cortantes. Uso de instrumentos, basta ingresar dentro da cuba con detergente enzimático, facilitando que los residuos queden completamente sumergidos los instrumentos, evitando riesgos biológicos en odontología, en hospitales, veterinarias, peluquerías de instrumentos

-Conjunto con 3 piezas: bandeja, escorredor y tapa.

-Dimensiones: 23 x 10,5 x 31 cm

-Capacidad útil: 1,5 L

-Peso Líquido: 0,383 kg



Comercializado por www.eufar.com