

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-015 · Rev.25
Vigente desde 16-03-26

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

FLUOFAR

eufar
LíneaDental

REMINERALIZANTE DENTAL



ENDODONCIA



Descripción y uso

Tratamiento tópico dental para profilaxis de caries.

Favorece el proceso de remineralización dental. Se aplica sobre la corona de los dientes para penetrar y producir mayor resistencia a la caries. Actúa rápidamente (solo 45 segundos) gracias a la acción de su pH (3.5 – 5.0). Fortalece el esmalte, disminuyendo la acción de los microorganismos productores de ácidos y previniendo la caries dental.

Aspecto físico

Gel homogéneo de color rosado claro, olor y sabor a chicle, libre de partículas extrañas.

Ingrediente activo

Fluoruro de Sodio 2%.
AFP 1.23% ION F.

Presentaciones

Frasco x 240 y 500 mL.

Vida útil

3 años.

Condiciones de almacenamiento

- Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.
- **No requiere refrigeración.**

Observaciones

- Este producto no se debe colocar en contacto con vidrio o metales.
- Adminístrese con precaución en niños menores de 12 años.
- Recomendar al paciente no consumir alimentos (lácteos) dentro de una hora después del tratamiento.
- Uso profesional odontológico.

Registros Sanitarios

Reg. COL. INVIMA
2021DM-0007516-R1
Reg. PERÚ No. DM5484E
Reg. ECU. 17658-DME-1124
Reg. BOL. DI-84842/2023
Reg. GTM. OD-312
Reg. NIC. 1104-270921-8983



Contáctanos
✉ ventas@eufar.com
☎ (+57) 304 462 8755